

- sensation de brûlure, de picotement ou de démangeaison des yeux;
- confort moindre qu'au moment de la pose initiale;
- sensation d'un objet dans l'œil (corps étranger, surface égratignée);
- risque d'anomalie temporaire due à des infiltrats périphériques, à des ulcères cornéens périphériques ou à des érosions de la cornée. D'autres anomalies, dont certaines peuvent être cliniquement acceptables en faibles quantités, peuvent également se manifester telles qu'œdème localisé ou généralisé, néovascularisation de la cornée, taches (staining) sur la cornée, injection, anomalies tarsiennes, iritis et conjonctivite;
- larmolement excessif, sécrétions oculaires inhabituelles ou rougeur des yeux;
- piètre acuité visuelle, vision brouillée, irisations ou auréoles (vue d'arcs-en-ciel ou de halos autour de certains objets), photophobie et sécheresse des yeux peuvent également survenir quand les verres de contact sont portés durant de trop longues périodes.

On recommande d'aviser les patients d'effectuer, au moins une fois par jour, cette simple vérification en trois étapes de leur vue, en se posant les questions suivantes:

- Quelle sensation oculaire ai-je de mes verres de contact?
- Quelle apparence mes yeux ont-ils?
- Est-ce que je vois toujours bien?

Si cette vérification de l'état des yeux révèle un problème quelconque, le patient doit savoir qu'il doit ENLEVER IMMÉDIATEMENT LE VERRÉ DE CONTACT GÉNANT.

Si l'inconfort ou le malaise cesse après le retrait du verre de contact en cause, le patient devrait l'examiner de près.

Si ce verre de contact est endommagé de quelque façon que ce soit, le patient ne DOIT PAS le remettre en place, mais plutôt le jeter et en mettre un nouveau.

Si le verre de contact en cause est entré en contact avec une poussière, un cil ou un corps étranger, le patient doit savoir qu'il doit le jeter et en mettre un nouveau, même si le verre de contact gênant ne semble pas endommagé.

Si le problème persiste, le patient NE DOIT PAS remettre le verre de contact en cause, mais plutôt CONSULTER IMMÉDIATEMENT SON SPÉCIALISTE DE LA VUE.

On doit aviser le patient que l'apparition de l'un ou l'autre des symptômes décrits plus haut peut dénoter un problème sérieux tel qu'une infection, un ulcère cornéen, une néovascularisation ou une iritis. Il faut instruire le patient de consulter sans tarder un professionnel de la vue qui déterminera la nature du problème et instaurera rapidement le traitement approprié, afin d'éviter toute lésion oculaire grave.

DÉSINFECTION CHIMIQUE (ET NON THERMIQUE) DES VERRÉS DE CONTACT PORTÉS SELON UN SCHEMA À REMPLACEMENT FRÉQUENT

- Nettoyer les verres de contact avec la solution de nettoyage recommandée et les rincer à fond avec la solution de rinçage recommandée.
- Après le nettoyage, désinfecter les verres de contact avec la solution de désinfection du système d'entretien recommandé par le fabricant ou le spécialiste de la vue, en suivant à la lettre le mode d'emploi décrit sur le flacon.
- Si on utilise un système de désinfection au peroxyde d'hydrogène, il faut neutraliser les verres de contact avant de les porter à nouveau. Suivre les recommandations indiquées sur le flacon de solution de peroxyde d'hydrogène.
- Rincer à fond les verres de contact avec une solution de rinçage fraîche recommandée avant de les insérer et de les porter, ou suivre les instructions du flacon de solution de désinfection.
- Ne pas chauffer la solution de désinfection ni les verres de contact.
- Conserver les verres de contact dans l'étui de rangement fermé que l'on ouvrira juste au moment de la pose des verres de contact.

Attention: Les verres de contact désinfectés selon la méthode chimique peuvent absorber les ingrédients présents dans la solution de désinfection, lesquels sont susceptibles d'irriter les yeux. Un rinçage à fond des verres de contact au moyen d'une solution saline stérile et fraîche avant leur insertion devrait réduire le risque d'irritation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'ÉTUI DE RANGEMENT

Pour les verres de contact en galyfilcon A portés dans le cadre d'un schéma à remplacement fréquent :

L'étui de rangement des verres de contact représente un milieu propice à la prolifération des bactéries. Il faut vider l'étui, le nettoyer et le rincer à l'aide des solutions recommandées par le fabricant de l'étui, puis le laisser sécher à l'air. Remplacer l'étui de rangement à intervalles réguliers, tel que recommandé par le fabricant ou le spécialiste de la vue.

QUE FAIRE EN CAS DE DESSÈCHEMENT (DÉSHYDRATATION) DES VERRÉS DE CONTACT

Si un verre de contact porté selon un schéma à remplacement fréquent est laissé exposé à l'air, hors de l'œil, pendant 30 à 60 minutes ou plus longtemps, sa surface s'asséchera graduellement jusqu'à ce qu'il se déshydrate complètement. Dans pareil cas, il faut jeter le verre de contact et en mettre un nouveau.

AJUSTEMENT

Les méthodes classiques préconisées pour l'ajustement des verres de contact souples s'appliquent aux verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A). Pour une description détaillée des techniques d'ajustement, consultez le:

Produit	
Lentilles ACUVUE ^{MD} ADVANCE ^{MC} with HYDRACLEAR ^{MC}	«Guide d'ajustement et de prise en charge du patient» porteur de verres de contact de marque ACUVUE ^{MD} ADVANCE ^{MC} with HYDRACLEAR ^{MC}
Lentilles ACUVUE ^{MD} ADVANCE ^{MC} for Astigmatism	«Guide d'ajustement et de prise en charge du patient» porteur de verres de contact de marque ACUVUE ^{MD} ADVANCE ^{MC} for Astigmatism

Des exemplaires de ces guides sont disponibles auprès de :



VISTAKON^{MD}, division de Soins de la vision Johnson & Johnson, Inc.
B.P. 10157
Jacksonville, FL 32247-0157
1-800-843-2020

CALENDRIER DE PORT

Il incombe au spécialiste de la vue d'établir le calendrier de port et de remplacement des verres de contact. Au début, les patients sont souvent tentés de dépasser les périodes maximales prévues de port des verres de contact. Le spécialiste de la vue devrait souligner l'importance de se conformer au calendrier initial de port maximal établi. Les visites de contrôle régulières, tel qu'établi par le spécialiste de la vue, sont également très importantes.

VISTAKON^{MD} recommande le remplacement fréquent des verres de contact, c'est-à-dire, jeter les lentilles portées et les remplacer par une nouvelle paire aux 2 semaines. Toutefois, on encourage le spécialiste de la vue à établir un calendrier de remplacement des verres de contact adapté à la réponse physiologique de chaque patient.

Les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} et les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism sont indiqués pour le port quotidien (soit à raison de moins de 24 heures d'affilée par période d'éveil).

QUE FAIRE EN CAS D'ADHÉRENCE D'UN VERRÉ DE CONTACT (LA LENTILLE NE BOUGE PLUS)

Si un verre de contact adhère à l'œil (ou cesse de bouger), instiller directement dans l'œil quelques gouttes d'une solution lubrifiante ou hydratante recommandée et attendre qu'il commence à bouger librement sur l'œil avant de l'enlever. Dans l'éventualité qu'un verre de contact continue d'adhérer à l'œil après quelques minutes, communiquez immédiatement avec votre spécialiste de la vue.

SITUATION D'URGENCE

En cas d'éclaboussures de produits chimiques de toutes sortes (produits ménagers, solutions de jardinage, substances chimiques de laboratoire, ou autres) dans les yeux, le patient doit : SE RINCER LES YEUX À GRANDE EAU DU ROBINET ET COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC UN SPÉCIALISTE DE LA VUE OU SE FAIRE CONDUIRE AU SERVICE DES URGENCES DE L'HÔPITAL LE PLUS PROCHE SANS DÉLAI.

PRÉSENTATION

Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} avec HYDRACLEAR^{MC}: Chaque verre de contact stérile baignant dans une solution saline tamponnée, renfermant jusqu'à 0,01 % de méthyléthercellulose, est présenté dans un contenant alvéolé individuel en plastique, fermé hermétiquement par une pellicule d'aluminium. Sur l'emballage en plastique figurent la courbure de base, le diamètre, le numéro de lot et la date limite d'utilisation.

Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism: Chaque verre de contact stérile baignant dans une solution saline tamponnée, renfermant jusqu'à 0,01 % de méthyléthercellulose, est présenté dans un contenant alvéolé individuel en plastique, fermé hermétiquement par une pellicule d'aluminium. Sur l'emballage en plastique figurent la courbure de base, le diamètre, la puissance dioptrique, le cylindre, l'axe, le numéro de lot et la date limite d'utilisation.

Les verres de contact ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} et les ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism ne sont pas approuvés pour le port prolongé.

La durée maximale de port recommandée pour ces verres de contact est comme suit :

Day	Hours
1	6-8
2	8-10
3	10-12
4	12-14
5 et par la suite	Durant toutes les heures d'éveil

DIRECTIVES CONCERNANT L'ENTRETIEN DES VERRÉS DE CONTACT

Verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A) prescrits selon un schéma de port à remplacement fréquent: Le spécialiste de la vue devrait passer en revue avec le patient les instructions suivantes concernant l'entretien des verres de contact, y compris les renseignements de base et les instructions spécifiques concernant le mode d'entretien des verres de contact.

DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRETIEN DES VERRÉS DE CONTACT (Les nettoyer et les rincer d'abord, puis les désinfecter)

Instructions de base

- Toujours se laver, se rincer et se sécher les mains avant de manipuler les verres de contact.
- Toujours se servir de solutions d'entretien fraîches et de verres de contact non périmés.
- Utiliser le système recommandé d'entretien chimique des verres de contact (pas de système d'entretien à chaud) en suivant à la lettre le mode d'emploi décrit sur le flacon. On ne peut pas toujours utiliser ensemble ou mélanger les diverses solutions pour les verres de contact, et les solutions disponibles ne peuvent pas toutes s'employer sans danger avec les divers verres de contact. **Ne pas alterner ni mélanger les systèmes d'entretien, à moins de mention spécifique sur le flacon.**
- Ne pas utiliser de salive ni aucune autre substance que les solutions recommandées pour lubrifier ou hydrater les verres de contact. Ne pas mettre les verres de contact dans la bouche.
- Il faut **nettoyer, rincer et désinfecter** les verres de contact chaque fois qu'on les enlève. Le **nettoyage et le rinçage** sont requis pour éliminer les mucosités

DÉCLARATION DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Tout effet grave ou toute réaction indésirable observée chez des porteurs de verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} ou de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism, ou se manifestant en rapport avec ces produits, doit être signalé à :



VISTAKON^{MD}, division de Soins de la vision Johnson & Johnson, Inc.
C.P. 10157
Jacksonville, FL 32247-0157
Tél. : 1 800 843-2020 Téléc. 1 904 443-1836
www.acuvue.com

ACUVUE^{MD}, ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC}, HYDRACLEAR^{MC} et VISTAKON^{MD} sont des marques de commerce de Soins de la vision Johnson & Johnson, Inc.

et le film qui adhèrent à la surface des verres de contact. La **désinfection** est nécessaire pour y détruire les germes nocifs.

- Toujours enlever, nettoyer, rincer et désinfecter les verres de contact selon l'horaire qu'a prescrit le spécialiste de la vue. Veiller à utiliser un déprotéinisant enzymatique aussi souvent que le spécialiste de la vue l'a recommandé. L'usage d'un déprotéinisant enzymatique ou de toute solution de nettoyage ne remplace toutefois pas la désinfection.
- Des études cliniques ont été menées auprès de porteurs utilisant avantagusement la solution tout-en-un de marque COMPLETE^{MD}.
- Étant donné que le matériau dont sont faits ces verres de contact renferme du silicium, leur mouillabilité peut différer selon les produits d'entretien utilisés. Le spécialiste de la vue devrait recommander un système d'entretien qui est compatible avec les verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A). Chaque produit d'entretien des verres de contact comporte un mode d'emploi spécifique et d'importants renseignements sur son usage sécuritaire, qu'il faut lire et suivre scrupuleusement.

Remarque: Certaines solutions peuvent servir à plus d'un usage, comme l'indiquera l'étiquette. Lire l'étiquette du produit et se conformer aux instructions données.

- Commencer par **nettoyer** un verre de contact à la fois (en prenant l'habitude de toujours commencer par le même pour éviter de les confondre), le rincer à fond avec la solution saline ou de désinfection recommandée pour en éliminer toute trace de solution de nettoyage, ainsi que les mucosités et le film susceptibles d'adhérer à la surface de celui-ci, puis, déposer le verre de contact dans le bon compartiment de l'étui de rangement. Répéter cette étape pour le verre de contact de l'autre œil.
- Après le nettoyage, **désinfecter** les verres de contact avec la solution de désinfection du système d'entretien recommandé par le fabricant et(ou) le spécialiste de la vue.
- Avant de ranger les verres de contact, les désinfecter, puis les déposer dans l'étui de rangement et refermer ce dernier. Fermer l'étui et le garder fermé jusqu'au moment de les remettre. Dans le cas où un patient n'utiliserait pas ses verres de contact immédiatement après la désinfection, le patient devrait consulter le feuillet d'information ou son spécialiste de la vue, afin d'obtenir de plus amples renseignements relativement au rangement des verres de contact.
- Après avoir retiré les verres de contact de l'étui de rangement, il faut vider l'étui et le rincer avec la solution recommandée par le fabricant de l'étui, puis le laisser sécher à l'air. Quand on réutilise l'étui, le remplir de solution de rangement. Remplacer l'étui de rangement à intervalles réguliers, tel que recommandé par le fabricant ou le spécialiste de la vue.
- Le spécialiste de la vue pourra recommander une solution **lubrifiante/hydratante** dont on peut se servir pour hydrater (lubrifier) les verres de contact afin d'en rendre le port plus confortable.

AVIS IMPORTANT: Lire attentivement ce dépliant d'information et le conserver pour référence ultérieure.

Bien que destiné au spécialiste de la vue, ce dépliant d'information devrait être mis à la disposition des patients qui en font la demande. Le spécialiste est prié de fournir aux patients les renseignements pertinents au port des verres de contact prescrits.

**Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC}
Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism
(galyfilcon A)**

**TEINTE DE VISIBILITÉ ET FILTRE UV
POUR LE PORT QUOTIDIEN**



Division of
Johnson & Johnson
Vision Care, Inc.

© SVJJI 2004

Imprimé au Canada

Date de révision : 09/07/04

Révision numéro : AF-09-04-01

Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC}
Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism (galyfilcon A)

TEINTE DE VISIBILITÉ ET FILTRE UV
POUR LE PORT QUOTIDIEN

LÉGENDE DES SYMBOLES

Les symboles qui suivent peuvent apparaître sur l'étiquetage ou sur la boîte des verres de contact avec filtre UV de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} et de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism.

SYMBOLE	DÉFINITION
	Voir feuillet d'emballage
	Utiliser avant la date limite d'utilisation (date d'expiration)
	Code de lot de fabrication
	Stérilisation par vapeur ou chaleur sèche
	Diamètre
	Courbure de base
	Dioptrie (puissance de la lentille)
	Symbole d'attestation de système de qualité
	Filtre UV
	Droits de gestion des déchets payés
	Pellicule d'aluminium retirable
	Sens correct de la lentille
	Lentille à l'envers
	ATTENTION: La loi fédérale américaine stipule que ce produit ne peut être vendu que par le biais ou sur ordonnance d'un spécialiste autorisé de la vue.
	ACUVUE ^{MD} ADVANCE ^{MC} for Astigmatism
	Puissance cylindrique
	Axe

Les symboles ci-dessous peuvent apparaître sur l'étiquetage ou sur la boîte:

Lentilles sphériques pour la correction: de la myopie et de l'hypermétropie dans le cas de patients aphaques ou non aphaques.

Verres de contact ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC}

Lentilles toriques pour la correction: de la myopie avec astigmatisme, de l'hypermétropie avec astigmatisme, de l'astigmatisme mixte dans le cas de patients aphaques ou non aphaques.

Verres de contact ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism

ATTENTION: La loi fédérale américaine stipule que ce produit ne peut être vendu que par le biais ou sur ordonnance d'un spécialiste autorisé de la vue.

- Une inflammation aiguë ou subaiguë ou une infection de la chambre antérieure de l'œil
- Toute maladie, lésion ou anomalie de l'œil touchant la cornée, la conjonctive ou les paupières
- Une insuffisance marquée des sécrétions lacrymales (œil sec)
- Une hypoesthésie de la cornée (diminution de la sensibilité de la cornée) chez les non-aphaques
- Toute affection systémique (générale) susceptible d'affecter les yeux ou que le port de verres de contact risque d'aggraver
- Une réaction allergique, des surfaces ou annexes oculaires, provoquée ou exacerbée par le port de verres de contact ou l'utilisation de solutions pour l'entretien de ceux-ci
- Une allergie à une substance quelconque, comme le mercure ou le thimérosal, que contiendrait une solution servant à l'entretien des lentilles prescrites selon un schéma de port à remplacement fréquent
- Toute infection (bactérienne, fongique, protozoaire ou virale) active de la cornée
- Présence d'une rougeur ou d'une irritation des yeux

MISES EN GARDE

Les problèmes liés aux verres de contact peuvent entraîner de graves lésions oculaires. Les patients devraient être instruits de l'utilisation et de l'entretien appropriés des verres de contact et des produits pour l'entretien de ceux-ci, y compris les étuis de rangement des lentilles, et ils devraient savoir qu'il est crucial de faire un usage sécuritaire de ces produits. Les mises en garde qui suivent s'adressent à tous les porteurs de verres de contact.

Les problèmes oculaires, incluant les ulcères de la cornée, peuvent apparaître rapidement et entraîner la perte de la vue (cécité). Une étude¹ a d'ailleurs mis en évidence les données suivantes:

- L'incidence globale annuelle de la kératite ulcéreuse est d'environ 4,1 cas par tranche de 10 000 utilisateurs de verres de contact à port quotidien et d'environ 20,9 cas par tranche de 10 000 utilisateurs de verres de contact à port prolongé.
- Le risque de kératite ulcéreuse est de 4 à 5 fois plus élevé chez les utilisateurs prolongés que chez les utilisateurs quotidiens. Une fois qu'on a exclu de la comparaison les utilisateurs de verres de contact à port quotidien qui gardent leurs verres de contact pendant la nuit et les utilisateurs de verres de contact à port prolongé qui portent leurs verres de contact sur une base

DESCRIPTION

Les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} (galyfilcon A) sont des lentilles sphériques. Les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism (galyfilcon A) sont des lentilles toriques. Le matériau (galyfilcon A) dont ces verres de contact sont composés est un copolymère de méthacrylate 2-hydroxyéthyle, de méthylsilane (3-méthacryloxy-2-hydroxypropyloxy)propylbis(triméthylsiloxy), d'amide N,N-diméthylacryl, de polyvinylpyrrolidone, de mPDMS-monométhacrylate(n=11), et d'acide 2-propénoïque, 2-méthyl-, 1,2-éthandilyle ester. Les verres de contact ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} ainsi que les verres de contact ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism, qui comportent dans les deux cas une teinte de visibilité et un filtre UV, doivent leur coloration bleutée au colorant réactif bleu numéro 4, duquel ils sont imprégnés, afin de les rendre plus visibles lors de la manipulation. Un monomère anti-UV y est également incorporé pour bloquer les rayons ultraviolets (UV). D'après les caractéristiques de transmission UV et pour l'éventail complet des puissances offertes, moins de 1% des UVB dans la gamme des rayons de 280 nm à 315 nm et moins de 10 % des UVA dans la gamme des rayons de 316 nm à 380 nm franchissent le filtre UV.

Les propriétés physico-optiques de ces verres de contact sont les suivantes:

- Densité spécifique (calculée): 0,98 à 1,12
- Indice de réfraction: 1,41
- Transmissibilité de la lumière: Minimum de 85 % - teinte de visibilité; Minimum de 95 % - lentille claire
- Caractéristique des surfaces: Hydrophile
- Teneur en eau: 47%
- Perméabilité à l'oxygène:

VALEUR

60 x 10-11 (cm²/sec)
(mL O₂/mL x mm Hg) à 35°C

70 x 10⁻¹¹ (cm²/sec)
(mL O₂/mL x mm Hg) à 35°C

MÉTHODE

Fatt (valeur corrigée pour la limite des surfaces et pour les bords)

Fatt (valeur corrigée pour la limite, des surfaces, mais non corrigée pour les bords)

journalière, le risque est alors de 10 à 15 fois plus grand dans le cas du port prolongé que du port quotidien.

- Chez les porteurs quotidiens qui gardent leurs verres de contact pendant le sommeil (ce qui est contraire aux indications approuvées), le risque de kératite ulcéreuse est 9 fois plus élevé que chez ceux qui les enlèvent.
- Il est possible d'atténuer le risque global de kératite ulcéreuse en respectant les directives concernant l'entretien des verres de contact, y compris celles de nettoyage de l'étui à verres de contact.
- Chez les fumeurs porteurs de verres de contact, il a été établi que le risque de kératite ulcéreuse est de 3 à 8 fois plus marqué que chez les non-fumeurs.

En cas d'inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de modifications de la vue, de rougeurs des yeux ou d'autres problèmes, retirez immédiatement vos verres de contact et consultez sans tarder votre spécialiste de la vue. On vous recommande de consulter votre spécialiste de la vue aussi souvent que celui-ci ou celle-ci le recommande.

PRÉCAUTIONS

Précautions spéciales s'adressant aux spécialistes de la vue

- En raison de la faible proportion de sujets recrutés lors des essais cliniques, on ne peut pas évaluer, en nombre significatif, toutes les puissances de réfraction et configurations du design, ni tous les paramètres pour le matériau dont ces verres de contact sont constitués. Ainsi, lors de la sélection du design ou des paramètres appropriés, le spécialiste de la vue devrait tenir compte de toutes les caractéristiques de la lentille susceptibles d'influer sur les performances de celle-ci et sur la santé oculaire, notamment la perméabilité à l'oxygène, la mouillabilité, l'épaisseur centrale et périphérique et le diamètre de la zone optique.

Comme il est crucial de prendre en considération les conséquences possibles de ces facteurs sur la santé oculaire du patient par rapport à ses besoins de correction de la réfraction, le spécialiste prescripteur devrait assurer un suivi attentif de l'évolution de la santé des yeux du patient et des performances des verres de contact.

- **NE PAS PORTER** un verre de contact dont le contenant individuel est ouvert ou abîmé..
- Les patients portant des verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A) pour la correction de la presbytie selon le principe de la monovision peuvent ne pas bénéficier d'une correction optimale de leur acuité visuelle en vision éloignée ou rapprochée. Étant donné que les besoins visuels vari-

Les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} forment chacun une coquille hémisphérique et ceux de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism forment chacun une coquille hémitorique, des dimensions suivantes:

Diamètre: 12,0 mm à 15,0 mm
Épaisseur au centre: Lentille peu concave - varie selon la puissance
Lentilles ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} et ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism (p. ex., -3,00 D : 0,070 mm)

Lentille convexe - varie selon la puissance
Lentilles ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} (p. ex., +3,00 D : 0,170 mm)
Lentilles ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism (p. ex., +3,00 D : 0,131 mm)

Courbure de base: 7,85 mm à 10,00 mm

Gamme de puissances: -20,00 D à +20,00 D

PARAMÈTRES DISPONIBLES ACTUELLEMENT

Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC}

Diamètre: 14,0 mm

Épaisseur au centre:

Lentille peu concave - varie selon la puissance (p. ex., -3,00 D : 0,070 mm)
Lentille convexe - varie selon la puissance (p. ex., +3,00 D : 0,170 mm)

Courbures de base: 8,3 mm et 8,7 mm

Puissances: -0,50 D à -6,00 D (par étapes de 0,25 D)
-6,50 D à -12,00 D (par étapes de 0,50 D)

+0,50 D à +6,00 D (par étapes de 0,25 D)
+6,50 D to +8,00 D (par étapes de 0,50 D)

Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism

Diamètre: 14,5 mm

Épaisseur au centre:

Lentille peu concave - varie selon la puissance (p. ex., -3,00 D : 0,070 mm)
Lentille convexe - varie selon la puissance (p. ex., +3,00D: 0,131mm)

Courbure de base: 8,6 mm

Puissances:
Sphériques: plano à -6,00 D (par étapes de 0,25 D)
-6,50 D à -9,00 D (par étapes de 0,50 D)
+0,25 D à +6,00 D (par étapes de 0,25 D)
Cylindriques: -0,75 D; -1,25 D; -1,75 D
Axes: 10° à 180° (par étapes de 10°)

ent d'une personne à l'autre, il faut en tenir compte lors de la sélection du type de verres de contact le plus approprié à chaque cas.


- Il ne faut pas instiller de fluorescéine, un colorant jaune, en présence de verres de contact, car l'absorption de celle-ci dans ces derniers entraînera une coloration anormale. Suivant l'instillation de fluorescéine, il faut veiller à rincer abondamment les yeux avec une solution saline stérile recommandée pour l'usage oculaire.
- Avant de quitter le bureau du spécialiste de la vue, le patient devrait être en mesure d'enlever rapidement ses verres de contact, ou une autre personne devrait avoir reçu les instructions nécessaires pour pouvoir les lui enlever.
- Le spécialiste devrait aviser le patient d'enlever immédiatement ses verres de contact en cas de rougeur ou d'irritation oculaire.

Le spécialiste de la vue devrait donner aux patients, porteurs de verres de contact selon un schéma à remplacement fréquent, les instructions suivantes concernant l'entretien des verres de contact et formuler les précautions qui suivent:

- **NE PAS UTILISER** le système SOLO-care^{MD} Plus la solution à usages multiples de Ciba Vision^{MD} pour le nettoyage et la désinfection des verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A), car cela risque d'en altérer les dimensions.
- On ne peut pas toujours utiliser ensemble les diverses solutions pour les verres de contact, et les solutions disponibles ne peuvent pas toutes s'employer sans danger avec les divers verres de contact. N'utiliser que les solutions recommandées.
- Ne jamais utiliser les solutions d'usage recommandé exclusivement avec les verres de contact rigides traditionnels.
- Il ne faut pas utiliser les solutions de désinfection chimique avec un système de désinfection thermique (à chaud), à moins que le mode d'emploi du produit en recommande l'utilisation pour la désinfection thermique et la désinfection chimique des verres de contact.
- Toujours se servir de solutions d'entretien fraîches et de verres de contact non périmés.
- Veiller à toujours observer les instructions données dans le feuillet d'information fourni avec les solutions pour verres de contact.
- On conseille de n'utiliser qu'un système de désinfection chimique (et non thermique) des verres de contact. L'usage d'un système de désinfection thermique (à chaud) peut abîmer les verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A).

COURBES DE TRANSMISSIBILITÉ

Verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} et verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism avec teinte de visibilité et filtre UV; (galyfilcon A) avec teinte de visibilité et filtre UV; cornée d'une personne de 24 ans et cristallin d'une personne de 25 ans.



* Ces données proviennent de mesures obtenues au niveau de la zone centrale de 3 à 5 mm du plus mince verre de contact commercialisé (lentille de -3,00 D, dont l'épaisseur au centre est de 0,070 mm).

1. Lerman, S., Radiant Energy and the Eye, MacMillan, New York, 1980, p. 58, figure 2-21.
2. Waxler, M., Hitchins, V.M., Optical Radiation and Visual Health, CRC Press, Boca Raton, Floride, 1986, p. 10, figure 5.

MISE EN GARDE: Les verres de contact avec filtre UV ne remplacent PAS les lunettes de soleil qui offrent une protection contre les rayons ultraviolets, parce qu'ils ne recouvrent pas entièrement l'œil et la zone avoisinante. On recommande vivement le port de lunettes de soleil, tel qu'indiqué.

MODES D'ACTION

À l'état hydraté, une fois qu'ils sont en place sur la cornée, les verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A) servent d'intermédiaire de réfraction, convergent les rayons de la lumière sur la rétine.

D'après les caractéristiques de transmission UV et pour l'éventail complet des puissances offertes, moins de 1% des UVB dans la gamme des rayons de 280 nm à 315 nm et moins de 10 % des UVA dans la gamme des rayons de 316 nm à 380 nm franchissent le filtre UV.

- Jeter toute solution stérile sans agent de conservation dès que la date limite d'utilisation indiquée sur le flacon est dépassée.
- Ne pas utiliser de saline ni aucune autre substance que les solutions recommandées pour lubrifier ou hydrater les verres de contact.
- Toujours garder les verres de contact complètement immergés dans une solution de rangement recommandée lorsqu'on ne les porte pas (lors de leur rangement). Le dessèchement prolongé d'un verre de contact atténue la capacité de ses surfaces à se réhydrater. En cas de dessèchement d'un verre de contact, suivez les directives données sous la rubrique «Que faire en cas de dessèchement (déshydratation) des verres de contact».
- En cas d'adhérence d'un verre de contact sur l'œil (la lentille ne bouge plus), suivez les directives données à la rubrique «Que faire en cas d'adhérence d'un verre de contact». Un verre de contact doit présenter un bon mouvement sur l'œil, ce qui favorise le maintien de la bonne santé oculaire. Dans l'éventualité qu'un verre de contact reste adhérent à l'œil, le patient doit avoir été informé de communiquer sans tarder avec son spécialiste de la vue.
- Toujours veiller à bien se laver et se rincer les mains avant de manipuler les verres de contact. Les cosmétiques, lotions, savons, crèmes, désodorisants et aérosols ne doivent pas entrer en contact avec les verres de contact ou les yeux. Il est vivement recommandé de mettre ses verres de contact avant l'application du maquillage. Les cosmétiques à base d'eau sont moins susceptibles d'abîmer les verres de contact que les produits à base d'huile.
- Ne toucher aux verres de contact que si les doigts ou les mains sont exempts de matières étrangères, car il peut s'ensuivre des éraflures microscopiques qui risquent de causer des distorsions de la vision et/ou des lésions oculaires.
- Suivre scrupuleusement les directives données dans le Guide d'instructions destiné au patient concernant les verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A), ainsi que les directives du spécialiste à propos de la manipulation, de la pose, du retrait, du nettoyage, de la désinfection, du rangement et du port des verres de contact.
- Ne jamais dépasser la période de port recommandée par le spécialiste de la vue.
- Ne jamais permettre à une autre personne de mettre vos verres de contact. Ils ont été prescrits et ajustés en fonction de vos yeux pour corriger votre vision selon vos besoins. Le partage des verres de contact accroît considérablement les risques d'infection oculaire.
- Si on doit utiliser des produits en aérosol, tel un fixatif à cheveux, lors du port des verres de contact, user de prudence et garder les yeux fermés jusqu'à ce que le produit vaporisé se soit déposé.
- Toujours manipuler les verres de contact avec soin pour éviter de les échapper.

Remarque: Une exposition prolongée aux rayons UV est l'un des facteurs de risque associés à la cataracte. L'exposition est fondée sur un certain nombre de facteurs tels que les conditions environnementales (altitude, géographie, couverture nuageuse) et des facteurs personnels (quantité et nature des activités de plein air). Les verres de contact avec filtre UV offrent une protection supplémentaire contre les rayons UV dangereux. Toutefois, aucune étude clinique visant à démontrer que le port de verres de contact avec filtre UV réduit le risque de cataracte ou d'autres troubles oculaires n'a encore été menée. Pour plus de renseignements, consultez votre spécialiste de la vue.

INDICATIONS (USAGES)

Les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} sont indiqués, en port quotidien, pour la correction de l'amétropie de réfraction (myopie et hypermétropie) chez les personnes aphaques ou non aphaques qui ne souffrent pas d'une affection oculaire, mais qui peuvent présenter un astigmatisme de 1,00 dioptrie ou moins.

Les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism sont indiqués, en port quotidien, pour la correction de l'acuité visuelle chez les personnes aphaques ou non aphaques, atteintes de myopie ou d'hypermétropie, qui ne souffrent pas d'une affection oculaire, mais qui peuvent présenter un astigmatisme de 0,50 D à 2,50 D.

Les verres de contact avec filtre UV de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} et de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism aident à protéger la cornée et l'œil contre les rayons UV dangereux.

Port quotidien à remplacement fréquent: Lorsqu'ils sont prescrits dans le cadre d'un schéma de port à remplacement fréquent ou planifié (voir «Calendrier de port»), les verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A) doivent être nettoyés, rincés et désinfectés chaque fois qu'on les enlève. Les verres de contact, façonnés en galyfilcon A, doivent être jetés une fois qu'est écoulée la période de port établie par le spécialiste de la vue. Il convient de désinfecter les verres de contact de marque VISTAKON^{MD} (galyfilcon A), prescrits dans le cadre d'un schéma de port à remplacement fréquent ou planifié, en recourant uniquement à un système de désinfection chimique.

CONTRE-INDICATIONS (RAISONS POUR NE PAS LES PORTER)

NE PORTEZ PAS les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} with HYDRACLEAR^{MC} ni les verres de contact de marque ACUVUE^{MD} ADVANCE^{MC} for Astigmatism en présence de l'une ou l'autre des affections suivantes:

- Éviter toutes les vapeurs et émanations nocives ou irritantes lors du port des verres de contact.
- Se renseigner auprès de son spécialiste de la vue au sujet du port des verres de contact lors de la natation ou de la participation à des sports aquatiques. L'exposition des verres de contact à l'eau lors de la natation ou d'un bain dans une cuve thermique (bain tourbillons) peut accroître le risque d'infection oculaire attribuable à des micro-organismes.
- Informer son médecin (ou autre professionnel de la santé) du fait qu'on porte des verres de contact.
- Ne jamais utiliser de pinces à épiler ni aucun autre instrument pour sortir les verres de contact de leur contenant, à moins de directive spécifique à cet effet. Vider le contenu du contenant du verre de contact dans la paume d'une main.
- Ne pas toucher les verres de contact avec les ongles.
- Veiller à toujours jeter les verres de contact portés selon un schéma de port unique ou de port à remplacement fréquent, une fois qu'est écoulée la période de port prescrite par le spécialiste pour ce genre de verres de contact.
- Avant d'employer tout médicament pour les yeux, s'assurer d'en parler à son spécialiste de la vue.
- Ne pas omettre d'informer son employeur du fait qu'on porte des verres de contact, car, pour certains postes, le port de lunettes de protection est obligatoire et celui des verres de contact est interdit.
- Certains médicaments, tels les antihistaminiques, décongestionnants, diurétiques, relaxants musculaires, tranquillisants et antiémétiques (contre le mal des transports), peuvent provoquer la sécheresse des yeux, accroître la sensibilité du contact / corps étranger ou entraîner une vision brouillée. Dans un cas ou l'autre, il est possible de remédier au problème. Selon la gravité du problème, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des gouttes lubrifiantes d'emploi compatible avec les verres de contact souples ou d'interrompre temporairement le port des verres de contact pendant la prise de ces médicaments.
- Les utilisatrices de contraceptifs oraux porteuses de verres de contact peuvent développer des troubles visuels ou des changements dans leur vision ou dans la façon dont elles tolèrent leurs verres de contact. Il faut donc aviser les porteuses en conséquence.
- Comme c'est le cas avec tous les types de verres de contact, des visites de contrôle régulières contribuent à favoriser le maintien de la santé des yeux. Établir un calendrier de visites de contrôle et en informer le patient.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Il convient d'informer le patient que les problèmes suivants peuvent se manifester durant le port de verres de contact: